

weber pasta listo

MEZCLA ADHESIVA BLANCA LISTA PARA USAR.

PRESENTACIÓN

Baldes de: 7 y 25 kg.

COLOR Blanco

- BENEFICIOS
- Especial construcción en seco
- Alto poder adhesivo
- Fácil aplicación



USOS

Pasta adhesiva para la colocación de piezas cerámicas y porcellanatos en placas de yeso, fibrocemento y revestimientos antiguos en interiores.

COMPOSICIÓN

Resina sintetica en dispersion acuosa, cargas minerales y aditivos quimicos.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Temperatura ideal de aplicación entre 10 °C a 30 °C.
- ✓ Permitir un completo secado, rejuntar entre las 24 a 48 hs.
- ✓ Tiempo abierto: 40 minutos.
- ✓ Adherencia inicial (14 días): 1,5 MPa.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

LLANA	NRO. 6	NRO. 8	
CONSUMO	3 kg/m ²	3 kg/m ²	
BOLSA DE 7 KG	3,5 m ²	2,5 m ²	
BOLSA DE 25 KG	12,5 m ²	8,9 m ²	





weber pasta listo

MEZCLA ADHESIVA BLANCA LISTA PARA USAR.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- -Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posibles fisuras.
- -Comprobar la planeidad con una regla de 2 mts. de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- -Limpiar la superficie de polvo, desencofrantes, etc.
- -Sanear las partes disgregables.
- -En soportes pintados, eliminar todos los restos de pintura no adherida.



MODO DE EMPLEO







Homogeneizar la pasta con la ayuda de una espátula o similar

Extender la pasta en paños pequeños y peinar con una llana dentada para regularizar el espesor.

Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos dejando la junta entre piezas recomendada por el fabricante. Luego de 24 a 48 hs tomar las juntas con pastina weber pastina prestige o weber pastina epoxi max.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea mas información, solicitela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus (Tel: +54 11 5173 4100) / 0800-80093237 / whatts app-549113883-2362

